

Masážny prístroj na pás W9 Pro

SKG

Waist Massager
W9Pro



1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE

- Model: W9Pro
- Kapacita batérie: 2450 mAh / 9,07 Wh
- Vstup: 5 V, max. 10 W
- Funkcie: masáž, infračervené ohrievanie
- Nabíjanie: USB-C

2. OVLÁDANIE

- Zapnutie: Upevnite pás na pás, podľa potreby nastavte polohu.

- Pre pokročilé nastavenia (sila vibrácií, teplota, režim masáže) si stiahnite aplikáciu SKG Future Wear (App Store / Google Play / QR kód).
- V aplikácii: „Pridať zariadenie“ → vyberte W9Pro → nastavte režim, intenzitu, teplotu a dĺžku masáže.
- Po skončení masáže sa zariadenie automaticky vypne.

3. INDIKÁCIA STAVU

- 4 biele kontrolky: batéria je plne nabitá.
- Počet svietiacich bielych kontroliek = zostávajúca kapacita.
- 1 červená kontrolka = batéria je takmer vybitá → nabiť.

4. NABÍJANIE

- Používajte iba nabíjačky s výkonom do 10 W.
- Nabíjajte cez USB-C.
- Nenabíjajte s mokrými rukami.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabite ho aspoň raz za mesiac.

5. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nepoužívajte:

- S kardiostimulátorom, EKG alebo inými implantovanými alebo monitorovacími zariadeniami.
- Na poranenej, opuchnutej, hnisajúcej pokožke alebo pri ochorení v oblasti pásu.
- U osôb s infekčnými ochoreniami, alergiou na elektródy, srdcovými alebo nervovými poruchami, kožnými problémami, poruchami vnímania, cukrovkou s problémami s krvným obehom.
- U osôb neschopných vyjadriť svoju vôľu, detí do 16 rokov.

Iba po konzultácii s lekárom:

- Tehotné ženy.
- Osoby s poranením v oblasti pásu.

V prípade nepohodlia okamžite prestaňte používať.

6. LIKVIDÁCIA A BATÉRIE

- Lítium-iónová batéria – recyklujte v špecializovanej firme.
- Pred likvidáciou odpojte batériu: otvorte kryt, odskrutkujte dosku, odpojte konektor, vyberte batériu.
- Neprehrevujte, neprepichujte, nezatvárajte póly.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia → okamžite vyhľadajte lekára.

7. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Pre osoby staršie ako 16 rokov.

- Spĺňa smernicu EÚ 2014/53/EÚ.
- Vyrobca: SKG Health Technology Co., Ltd.