

Masážní přístroj na pas W9 Pro

SKG

Waist Massager
W9Pro



1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Model: W9Pro
- Kapacita baterie: 2450 mAh / 9,07 Wh
- Vstup: 5 V, max. 10 W
- Funkce: masáž, infračervené zahřívání
- Nabíjení: USB-C

2. OVLÁDÁNÍ

- Zapnutí: Připevněte pás na pas, dle potřeby nastavte polohu.

- Pro pokročilé nastavení (síla vibrací, teplota, režim masáže) stáhněte aplikaci SKG Future Wear (App Store / Google Play / QR kód).
- V aplikaci: „Přidat zařízení“ → vyberte W9Pro → nastavte režim, intenzitu, teplotu, dobu masáže.
- Po sezení se přístroj automaticky vypne.

3. INDIKACE STAVU

- 4 bílé kontrolky: baterie plně nabitá.
- Počet svítících bílých kontrolků = zbývající kapacita.
- 1 červená kontrolka = baterie téměř vybitá → nabít.

4. NABÍJENÍ

- Používejte pouze nabíječky do 10 W.
- Nabíjejte přes USB-C.
- Nenabíjejte mokřýma rukama.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň 1× měsíčně.

5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat:

- S kardiostimulátorem, EKG či jinými implantovanými nebo monitorovacími přístroji.
- Na poraněnou, oteklou, hnisající pokožku nebo při onemocnění v oblasti pasu.
- U osob s infekčními chorobami, alergií na elektrody, srdečními či nervovými poruchami, kožními problémy, poruchami vnímání, cukrovkou s problémy krevního oběhu.
- U osob neschopných vyjádřit svou vůli, děti do 16 let.

Pouze po konzultaci s lékařem:

- Těhotné ženy.
- Osoby s poraněním pasu.

Při nepohodlí okamžitě přestaňte používat.

6. LIKVIDACE A BATERIE

- Lithium-iontová baterie – recyklovat u odborné firmy.
- Před likvidací odpojte baterii: otevřít kryt, odšroubovat desku, odpojit konektor, vyjmout baterii.
- Nepřehřívat, nepropichovat, nezkracovat póly.
- Uchovávat mimo dosah dětí. Při spolknutí → ihned lékař.

7. DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Pro osoby starší 16 let.
- Splňuje směrnici EU 2014/53/EU.
- Výrobce: SKG Health Technology Co., Ltd.