

## SKG H7 Ultra Masážní přístroj na krk a ramena

Neck&Shoulder Massage  
H7 Ultra



### 1. Základní informace

Model: H7 Ultra

Typ: Masážní přístroj na krk a ramena

Kapacita baterie: 2500 mAh / 18,5 Wh

Vstup: 5V / 2A | Příkon: 10 W

Funkce: Masáž hnětením, štípáním, akupresura, vyhřívání, nastavitelná rychlost a teplota

### 2. Ovládání

1. Zapnutí/vypnutí: Podržte tlačítko napájení.
2. Přepínání masážních režimů: Krátké stisknutí tlačítka napájení.
3. Nastavení rychlosti: Krátké stisknutí tlačítka rychlosti.
4. Nastavení teploty: Krátké stisknutí tlačítka tepla (nízká/střední/vysoká).
5. Hlasové pokyny: Dlouhé stisknutí tlačítka tepla – zapnutí/vypnutí.
6. Nabíjení: Port USB-C, červené/oranžové/zelené kontrolky indikují stav nabití.

### 3. Masážní režimy

- Hnětení: Pomalá, jemná masáž na uvolnění napětí.
- Štípání: Rytmická masáž pro stimulaci svalů.

- Akupresura: Silná masáž pro zmírnění bolesti a otoků.  
Každý režim trvá cca 10 minut.

#### **4. Údržba**

- Čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Neskladujte na přímém slunci, ve vlhku nebo v prašném prostředí.
- Nevystavujte nárazům, vodě a vysokým teplotám.

#### **5. Bezpečnostní pokyny**

- Nevhodné pro děti, těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem, kovovými implantáty nebo závažnými zdravotními problémy.
- Nepoužívejte při horečce, infekci, kožních poraněních, krvácivých stavech nebo nádorech.
- Osoby s citlivostí na teplo musí používat nízké nastavení ohřevu.
- Nepoužívejte při řízení, spánku nebo v nebezpečných situacích.
- Max. doba použití: 20 minut.

#### **6. Likvidace baterie**

- Baterii nelze vyměnit – recyklujte podle místních předpisů.
- Nevhazujte do ohně, nepropichujte, nevystavujte teplu.
- V případě úniku elektrolytu se vyhněte kontaktu s kůží a očima.

#### **7. Použití a nošení**

1. Nastavte popruhy na obou stranách stejně.
2. Umístěte přístroj na krk a popruhy ved'te podpažím dozadu.
3. Zapněte přezku vzadu.
4. Po použití uvolněte přezku a sundejte přístroj.