

SKG H7 Ultra Masážny prístroj na krk a ramená

Neck&Shoulder Massage
H7 Ultra



1. Základné informácie

Model: H7 Ultra

Typ: Masážny prístroj na krk a ramená

Kapacita batérie: 2500 mAh / 18,5 Wh

Vstup: 5 V / 2 A | Príkon: 10 W

Funkcie: Masáž hnetením, štipkaním, akupresúra, vyhrievanie, nastaviteľná rýchlosť a teplota

2. Ovládanie

1. Zapnutie/vypnutie: Podržte tlačidlo napájania.
2. Prepínanie masážnych režimov: Krátke stlačenie tlačidla napájania.
3. Nastavenie rýchlosti: Krátke stlačenie tlačidla rýchlosti.
4. Nastavenie teploty: Krátke stlačenie tlačidla tepla (nízka/stredná/vysoká).
5. Hlasové pokyny: Dlhé stlačenie tlačidla tepla – zapnutie/vypnutie.
6. Nabíjanie: Port USB-C, červené/oranžové/zelené kontrolky indikujú stav nabitia.

3. Masážne režimy

- Hnietenie: Pomalá, jemná masáž na uvoľnenie napätia.
- Štipkanie: Rytmická masáž na stimuláciu svalov.
- Akupresúra: Silná masáž na zmiernenie bolesti a opuchov.

Každý režim trvá približne 10 minút.

4. Údržba

- Čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- Neskladujte na priamom slnku, vo vlhkom alebo zaprášenom prostredí.
- Nevystavujte nárazom, vode a vysokým teplotám.

5. Bezpečnostné pokyny

- Nevhodné pre deti, tehotné ženy, osoby s kardiostimulátorom, kovovými implantátmi alebo vážnymi zdravotnými problémami.
- Nepoužívajte pri horúčke, infekcii, poraneniach kože, krvácajúcich stavoch alebo nádoroch.
- Osoby citlivé na teplo musia používať nízke nastavenie ohrevu.
- Nepoužívajte pri šoférovaní, spánku alebo v nebezpečných situáciách.
- Maximálna doba používania: 20 minút.

6. Likvidácia batérie

- Batériu nie je možné vymeniť – recyklujte ju podľa miestnych predpisov.
- Nevhadzujte do ohňa, neprepichujte, nevystavujte teplu.
- V prípade úniku elektrolytu sa vyhnite kontaktu s pokožkou a očami.

7. Používanie a nosenie

1. Nastavte popruhy na oboch stranách rovnako.
2. Umiestnite zariadenie na krk a popruhy ved'te pod pazuchami dozadu.
3. Zapnite sponu na chrbte.
4. Po použití uvoľnite sponu a zložte prístroj.