


SKG Očný masážny prístroj ES300

SKG

Eye Massager  
ES300



USER MANUAL

## Bezpečnostné upozornenia

- Používajte iba na oblasť očí a na čistú pokožku.
- Nevhodné pre deti, tehotné ženy a osoby s vážnymi zdravotnými problémami (napr. po operácii očí, glaukóm, zápal).
- Nepoužívajte pri šoférovaní ani počas spánku bez dozoru.
- Nepoužívajte po požití alkoholu.
- Nepoužívajte pri vysokých teplotách alebo vo vlhkom prostredí.
- Prístroj nie je vodotesný – neponárajte ho do vody.
- V prípade nepríjemných pocitov okamžite prestaňte používať.

## Batéria

- Obsahuje lítium-iónovú batériu.
- Nabíjajte pomocou USB kábla (5 V).
- Nenabíjajte v blízkosti zdroja tepla ani ohňa.
- Batériu nerozoberajte a neprepichujte.
- Pri likvidácii odovzdajte do zberného miesta.

## Použitie

- Nastavte elastický pásik a nasadte prístroj na oči.
- Zapnutie/vypnutie: podržte tlačidlo 2 sekundy.
- Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla.
- Bluetooth: zapnite zariadenie a pripojte sa (automatické párovanie).
- Prístroj sa automaticky vypne po cca 15 minútach.

## Režimy

- Relax: vzduchová kompresia + teplo + hudba
- Ochrana očí: vzduch + teplo + hudba
- Vitalita: silnejšia kompresia + hudba
- Dynamický: kompresia + hudba
- Spánok: teplo + hudba

## Údržba

- Čistite mäkkou, jemne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte alkohol ani agresívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte do vody.
- Skladujte na suchom mieste.
- Odporúčané použitie: max. 30 minút denne.

## **Vyhlásenie**

- Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
- Zariadenie je určené na bežné nosenie na tele a spĺňa limity vystavenia RF žiareniu.