

SKG Oční masážní přístroj KS700-E



Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze na oblast očí a na čistou pokožku.
- Nevhodné pro osoby s očními onemocněními (např. glaukom, šedý zákal, odchlípení sítnice).
- Nepoužívejte při řízení ani během spánku.
- Nepoužívejte po požití alkoholu.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani ve vodě.
- V případě nepříjemných pocitů okamžitě přestaňte používat.

Baterie

- Obsahuje lithium-iontovou baterii.
- Nabíjejte pomocí USB-C kabelu (5 V).
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohni.

- Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte.
- Likvidujte ekologicky ve sběrném místě.

Použití

- Nasad'te přístroj na oči a upravte pásek.
- Zapnutí: podržte tlačítko cca 1,5 sekundy.
- Přepínání režimů: krátkým stiskem tlačítka.
- Dvojitým stiskem zapnete/vypnete hudbu.
- Bluetooth: připojte zařízení přes aplikaci „Future Wear“.
- Přístroj se automaticky vypne po určité době používání.

Režimy

- Vzduchová komprese
- Vibrace
- Teplý/studený obklad
- Více režimů kombinujících masáž a teplotu

Údržba

- Čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte alkohol ani chemické čisticí prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Skladujte na suchém místě.
- Doporučené použití: max. 30 minut denně.

Prohlášení

- Zařízení splňuje příslušné evropské normy a směrnice.
- Určeno pro běžné použití na těle.